

厂家直销 支持定制 品质保障

臭氧老化试验箱

专业的试验设备制造商和整体实验室综合服务商



触摸屏操作



操作简单



结构稳固



测试空间大

产品优势

优易控仪表可连接微型打印机，打印实时或历史曲线；
数据导出功能，配合自带软件系统可转换为EXCEL格式；
远程监视功能，可实时了解试验进展情况；
多级更改权限设置；
更具客户选择多种语言显示界面；

橡胶老化试验箱



超载
保护

短路
保护

超温
保护

自动控制
冷冻系统

定值温度及斜率设定功能；
具有保持、跳段、待机及两组时间信号输出功能；
具有冷机/热机启动选择功能；
具有温度显示值修正功能；
更具客户选择多种语言显示界面；
定值温度及斜率设定功能；

具有冷机/热机启动选择功能；
具有温度显示值修正功能；
具有温度感测体校正功能；
具有压缩机自动停开功能、
具有暂停记录功能；
预约启动/停止运转功能；
停电记忆功能，断电后，程序数据记忆可保持6个月。



产品细节

内部 主控图



显示面



控制 面板



脚轮



工作室尺寸		可根据客户要求定制
外形尺寸		
性能指标	温度范围	0℃~70℃
	湿度范围	60~95%RH
	臭氧浓度	10~1000pphm 或 5~500PPM（可选）
	温度均匀度	±2℃
	温度波动度	±0.5℃
	臭氧控制精度	±10
	样架转速	360 度旋转样品架（转速 1 转每分钟）
温控系统	控制器	彩色液晶 10 寸触摸屏控制器
	时间单位	9999 分
	臭氧浓度分析	进口浓度分析调节仪 4~20mA 输出
	臭氧发生器	高压无声放点管式
	采集系统	进口德国西门子 plc 可编程序控制器与测量模块
	加湿系统	外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
	除湿系统	采用蒸发器盘管除湿方式
	供水系统	加湿供水采用采用自动控制，且可回收余水，节水降耗
	加热系统	完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器

高级配置

01 噪音小，整机振动小，体积小巧

- ★ 采用进口全封闭法国泰康压缩机：振动小、噪音低，作业更为平稳，内置电机断路设备，能保护电机免受高温及高电流损坏。
- ★ 不同规格大小的检测设备采用不同型号的压缩机。

法国泰康



02 操作维护方便，性能可靠，使用寿命长。

- ★ 德国博客压缩机多数用在非标定做工艺上，可根据客户要求选择。

德国博客



实际安装

